

The logo consists of the letters 'LED' in a bold, stylized, sans-serif font. The 'L' and 'E' are connected, and the 'D' is separate. The letters are black with a slight shadow effect.The logo features the word 'beauty' in a pink, lowercase, sans-serif font, followed by 'led' in a white, lowercase, sans-serif font. To the right of the text is a graphic of three overlapping circles: a small grey one at the top, a medium pink one in the middle, and a large white one at the bottom. Below the main text is the tagline 'my body partner.' in a smaller, white, lowercase, sans-serif font.

beautyled 
my body partner.

beautyled

La nuova linea **beautyled** include una vasta gamma di macchine per la cura della pelle e del corpo. Le apparecchiature sono colorate, giovanili, user friendly e trasportabili. La linea **beautyled** è dotata

delle tecnologie più moderne e pensata per importanti saloni di bellezza e SPA.

Dona ad ogni stanza un tocco di stile e classe, rigorosamente Made in Italy.

User friendly

Grazie all'utilizzo di un'interfaccia ad icone, lavorare con la nuova linea **beautyled** è semplice, intuitivo e addirittura divertente. Intervenire sugli inestetismi tramite la visualizzazione e la selezione dei trattamenti impostati, non è mai stato così facile!

L'ampio Display da 7 Pollici consente di entrare in contatto diretto con il vostro partner di lavoro in modo rapido e intuitivo. Con un semplice tocco sulle icone, presenti sul Touch screen, **beautyled** sarà in grado di svolgere i trattamenti selezionati.

Novità

- Display touchscreen da 7 Pollici
- Interfaccia Software User Friendly
- Aggiornamenti tramite porte USB
- Controllo del dispositivo tramite display touchscreen, encoder e tramite tastiera
- Protocolli selezionabili
- Programmi personalizzabili
- Sistema di sicurezza Security slot

RF Ablator 02

Radiofrequenza.

Eracles 04


Veicolazione transdermica.

HP Presso 06


Pressoterapia.

US Sonic 08

Ultrasuoni.




Manipolo a tre posizioni



Benefici

- Attenuazione rughe e segni del tempo (effetto lifting)
- Azione riempitiva viso, collo e décolleté
- Aumento densità cutanea
- Assottigliamento esiti cicatriziali
- Trattamento profondo adipe e di inestetismi da cellulite favorendone la naturale combustione
- Tonificazione e modellamento dei tratti del viso
- Parametri e impostazioni per diverse zone del corpo



RF Ablator

La Radiofrequenza agisce nel tessuto sottocutaneo a livello dermico, dove sono presenti il Collagene e le fibre elastiche. Mediante l'utilizzo dell'apparato **RF Ablator** le cellule opportunamente riscaldate e stimolate si modificano nella propria struttura aumentando di volume. Questo processo determina di conseguenza un effetto liftante dei piani

cutanei profondi minimizzando le rughe del viso, del collo e del décolleté.

RF Ablator consente un trattamento capace di apportare importanti miglioramenti agendo in profondità su una vasta gamma di inestetismi. Questa tecnologia è basata sulla trasmissione controllata di energia a Radiofrequenza di





RF Ablator, Radiofrequency.

tipo monopolare con sviluppo di un effetto termico biologicamente attivo, direttamente sulle strutture preposte al sostegno cutaneo, donando nuovo turgore ed elasticità alle pelli segnate dagli anni.

Elettrodi con quattro differenti diametri



Manipolo sonoforesi

Corpo Ø55 mm
Viso Ø32 mm



Manipoli Body Peeling e Face Scrubber

Eracles

Novità degli ultimi anni nel mondo dell'estetica. L'apparecchiatura **Eracles** rappresenta la vera innovazione del settore in quanto non paragonabile a nessuno dei trattamenti esistenti. Tramite delle correnti di veicolazione bilanciate e l'utilizzo di particolari manipoli viso/corpo,

Eracles consente di trasportare le molecole di principi attivi nobili attraverso l'epidermide e depositarli nel derma. La presenza di spatole Peeling viso/corpo permettono di effettuare un'azione disincrostante sulla pelle per migliorarne la funzione.

Questa sinergia è il massimo dell'espressione che un estetista può ottenere da un trattamento in quanto si

riesce a veicolare in poco tempo un'alta percentuale di molecole con dei risultati visivi già dalle prime sedute. Anti-aging, couperose, rivitalizzazione, capillari, adiposità localizzata, inestetismi da cellulite sono gli obiettivi primari. L'utilizzo di nuovi cosmetici realizzati con alta tecnologia ovvero con nano-fibrille veicolate con l'apparecchiatura **Eracles** consentono alte percentuali di successo.



Benefici

- *Sistema peeling ad ultrasuoni a media frequenza 24-28 kHz*
- *Dreno-lifting di superficie*
- *Manipolo viso Ultrasuono 3 MHz + camera ionizzazione principio attivo*
- *Manipolo corpo Ultrasuono 3 MHz + camera ionizzazione principio attivo*
- *Risultati rapidi per la pelle sana*
- *Aumento della morbidezza e della lucentezza della pelle*
- *L'aspetto della pelle migliora rapidamente*
- *Stimola la crescita di nuove cellule e rivitalizza l'aspetto della pelle*
- *Mesoterapia alternativa non invasiva*
- *Senza dolore*


*Eracles,
Transdermal
delivery.*

5 settori per il trattamento degli arti superiori




5
4
3
2
1

8 settori per il trattamento degli arti inferiori



8
7
6
5
4
3
2
1

4 settori per il trattamento delle braccia



4
3
2
1

HP Presso

La Pressoterapia è un sistema di compressione che aumenta il flusso linfatico e venoso. Funziona attraverso una pompa controllata che gonfia ogni sezione degli specifici accessori utilizzati che il paziente deve indossare.

HP Presso è un trattamento esclusivo disintossicante che, attraverso il drenaggio linfatico, aiuta il corpo ad eliminare le tossine. Questa tecnica permette di ridurre i difetti e di modellare le gambe, la vita e le

braccia, migliorando il tono della pelle. HP Presso è specialmente consigliato per il trattamento della cellulite, del dimagrimento e della disintossicazione, per definire la figura del corpo come alternativa sicura alla liposuzione, è una buona soluzione per alleviare il dolore e l'infiammazione donando un comfort immediato.

HP Presso ha un software semplice e intuitivo al quale si può accedere attraverso uno schermo tattile di 7" pollici. I vari controlli sono facili da leggere grazie al software user



HP Presso, Pressotherapy.



Tre accessori corpo



friendly e i caratteri grandi e colorati.

HP Presso è facile da utilizzare con i suoi programmi preimpostati. Per ogni programma è possibile selezionare i parametri di lavoro per regolare il trattamento in base alle esigenze di ogni cliente.

HP Presso ha un canale per le gambe e uno per le braccia. Il canale ha due settori separati dai quali è possibile selezionare la pressione per ognuno di essi..



Benefici

- Linfodrenaggio
- Effetto drenante venoso
- Azione antiedemigena
- Trattamento arti inferiori con diversi programmi
- Trattamento arti superiori
- Diversi programmi in base alle esigenze arti inferiori + arti superiori
- Gli accessori sono regolabili in altezza e larghezza, in base alla necessità e alle dimensioni del soggetto in trattamento
- Massimo confort dato dalla silenziosità dell'apparato
- Sgonfiaggio settori automatizzato

*inestetismo



Benefici

- Trattamenti multipli per il diverso stadio di imperfezioni a causa della cellulite
- Possibilità di agire anche su parti specifiche
- Testina per i trattamenti manuali anticellulite* e effetto snellimento
- Programmi preimpostati per tutte le zone del corpo
- Trattamento adiuvante prima e dopo la liposuzione
- Migliorare il metabolismo del tessuto adiposo
- Smoothing della pelle
- Miglioramento della microcircolazione

*imperfezione





US Sonic, Ultrasound.

US Sonic

Le onde ad ultrasuoni vengono trasmesse con una sonda ad ultrasuoni direttamente nello strato grasso della pelle (adipocita), stimolando la lipolisi delle cellule adipose, i trigliceridi vengono rilasciati dalle cellule adipose. Questi grassi vengono poi espulsi dal corpo naturalmente attraverso

gli organi escretori. US Sonic utilizza la tecnologia all'avanguardia ad ultrasuoni di onde sonore a bassa frequenza molto elevata e che irradiano micro vibrazioni invisibili all'interno delle cellule, contribuendo a stimolare i meccanismi di riparazione naturali della pelle in modo distinto.

US Sonic è non invasivo, sicuro e adatto a tutti i tipi di pelle, dalla rosacea/sensibile,

all'acne, alle pelli mature, qualsiasi pelle beneficerà dei trattamenti ad ultrasuoni.

US Sonic dà un risultato immediato e visibile dopo ogni trattamento, la pelle del corpo e del viso immediatamente apparirà chiara e ringiovanita. US Sonic utilizza una procedura comoda e indolore, non ha effetti collaterali.



LED SpA

Italian beauty equipments

Company profile

LED SpA è uno dei leader per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di attrezzature per l'estetica in Italia.

Fondata nel 1982, l'azienda situata ad Aprilia, a 40 chilometri da Roma, opera principalmente in Italia, Europa e Asia, ma prevede di continuare a espandersi nel prossimo futuro aumentando la sua attività di ricerca e sviluppo.

LED SpA presenta nel proprio catalogo apparecchiature per trattamenti quali la pressoterapia, l'elettrostimolazione, dispositivi con azione tonificante e drenante, cavitazione ed anti-aging. Le apparecchiature **beautyled** sono eleganti e giovanili, user friendly e trasportabili. Prodotti dotati delle tecnologie più moderne, e dal design che valorizza il tuo centro estetico o la tua SPA con un mix di lusso ed eleganza regalando ad ogni stanza un tocco di stile e classe, tutto rigorosamente made in Italy.

LED SpA ha nel suo interno linee di progettazione e produzione di alta qualità, con tecnici professionisti e personale qualificato, è inoltre conforme con la ISO 9001 and ISO 13485.



ESPORTIAMO IN OLTRE 100

NAZIONI NEL MONDO

FONDATA NEL 1982

ESTESA OLTRE 12.000mq

OLTRE 40 DIPENDENTI



LED SpA

via Selciatella, 40
04011 Aprilia (LT) - Italy
T +39 06 92 87 0045
F +39 06 92 87 0046
www.led.it - info@led.it

accessori beautyled

RF Ablator codice RF002

00100.03	1pz	Cavo alimentazione 2m SIEM-IEC
00404.08	1pz	Cavo per elettrodo neutro
5365	1pz	Elettrodo neutro
RFAMA	1pz	Manipolo RF Ablator
THRTER0	1pz	Set testine resistive

Opzionali

Trolley
beautyled borsa per trasporto

Eracles codice ER002

00100.03	1pz	Cavo alimentazione 2m SIEM-IEC
00600.03	1pz	Elettrodo in gomma 120 x 160mm
00601.02	1pz	Busta spugna per elettrodo 120 x 160mm
00602.060	1pz	Fascia elastica 600x80 mm
2030NE-260	1pz	Cavo connessione 2,6 mt Nero
90100.20	1pz	Manipolo viso SCRUBBER
90100.30	1pz	Manipolo viso PEELING
ERUS332	1pz	Manipolo viso Sonoforesi - 32 mm dia.
ERUS355	1pz	Manipolo corpo Sonoforesi - 55 mm dia.
	5pz	Siringa 5ml - LUER LOCK (senza ago)
	5pz	Siringa 50ml - LUER LOCK (senza ago)

Opzionali

Trolley
beautyled borsa per trasporto

HP Presso codice HP002

00100.03	1pz	Cavo alimentazione 2m SIEM-IEC
70600.80	1pz	Gambale doppio PRESSO 8 con marsupio

Opzionali

Trolley
beautyled borsa per trasporto
PRBC4 Braccio FISIO AUTO 4 settori
PRGB6 Jacket FISIO AUTO 5 settori

US Sonic codice US002

00100.03	1pz	Cavo alimentazione 2m SIEM-IEC
USMANCAV2	1pz	Manipolo US

Opzionali

Trolley
beautyled borsa per trasporto

beautyled 

LED SpA

via Selciatella, 40

04011 Aprilia (LT) - Italy

T +39 06 92 87 0045

F +39 06 92 87 0046

www.led.it - info@led.it