



**veterled**   
*animals' friend.*

*vecar / veterinary tecar system.*



## vecar, tecar terapia.

**Vecar** nasce dall'esperienza medico-sportiva e dalla medicina veterinaria di alto livello, per trattamenti ortopedici riabilitativi non invasivi, attraverso la generazione di energia endogena concentrandola dove realmente si desidera applicarla.

Con l'utilizzo di differenti tecniche di applicazione (resistiva o capacitiva) e specifiche configurazioni è possibile ottenere il tipo di azione che si desidera sul tessuto sia a livello superficiale che in profondità in quanto l'energia endogena prodotta non subisce variazioni dovute dalla barriera naturale della pelle.

Tra gli effetti prodotti si ha:

- Biostimolazione intra e extracellulare
- Ipertermia
- Iperemia
- Drenaggio post-traumatico
- Potente azione rilassante
- Efficace azione analgesica

La tecnologia più avanzata unita alla conoscenza medico-veterinaria, permette il trattamento diretto dei tessuti bersaglio, in precedenza di difficile accesso, ottenendo i migliori risultati senza l'utilizzo di farmaci e in maniera completamente non invasiva.

01 configurazione a 0°



02 configurazione a 45°



03 configurazione a 90°



### caratteristiche

- Potenza massima **150W/250VA**
- Frequenza di lavoro **500 kHz/1 MHz**
- Modalità di utilizzo **Resistiva/Capacitiva**
- Tensione di alimentazione (Vac/Hz) **90-240/50-60**
- Potenza assorbita (VA) **300**




### novità

- Programmi personalizzabili
- Sistema di sicurezza Security slot
- 6 lingue selezionabili
- Manipolo con tre configurazioni di lavoro e tre testine intercambiabili con differenti diametri
- Display touchscreen da 7 Pollici
- Interfaccia Software User Friendly
- Aggiornamenti tramite porte USB
- Controllo del dispositivo tramite display touchscreen, encoder e tramite tastiera
- Protocolli selezionabili



Dimensioni in mm  
Base 315 / Altezza 170 / Profondità 390  
Peso 5 kg


**vecar,**  
*animals' friend.*



**Set di testine capacitive**



**Set di testine resistive**





*via Selciatella, 40*

*04011 Aprilia (LT) - Italy*

**T** +39 06 92 87 0045

**F** +39 06 92 87 0046

*www.physioled.com - www.led.it - info@led.it*